

Instruction for use of accessories - Rocker 2D / 3D d/b



RD 2 Noppenmatte / Spiked mat

Beispiel möglicher Bestückung
Example of a possible placement




TB 1 Tablar

max. Bestückung
5x TB 1 Tray
max. assembly
5x TB 1 Tablar

Anzahl der Tubes
pro Tablar

*Amount of Tubes
per Tray*

**28 x 5 ml Tubes
ø12 mm**



TB 2 Tablar

max. Bestückung
4x TB 2 Tray
max. assembly
4x TB 2 Tablar

Anzahl der Tubes
pro Tablar

*Amount of Tubes
per Tray*

**12 x 15 ml Tubes
ø16 mm**



TB 3 Tablar

max. Bestückung
4x TB 3 Tray
max. assembly
4x TB 3 Tablar

Anzahl der Tubes
pro Tablar

*Amount of Tubes
per Tray*

**10 x 30 ml Tubes
ø25 mm**



TB 4 Tablar

max. Bestückung
4x TB 4 Tablare
max. assembly
4x TB 4 Tablars

Anzahl der Tubes
pro Tablar

*Amount of Tubes
per Tray*

**6 x 50 ml Tubes
ø28 mm**



A 2 Stapeltisch / Stacking table

max. Bestückung
1x A 2 Stapeltisch
max. assembly
1x A 2 Stacking table

Prinzipiell empfiehlt sich bei allen Aufsätzen die Verwendung der **RD 1** Matte.

*Principle is recommended for all attachments using the **RD 1** mat.*



Beachten Sie das zulässige Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) von 2 kg.

Note the permitted shaking weight (with attachment) 2 kg.

IKA - Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com